

Triumph Essentials Walker

Item#: 700-1000



Instruction Booklet
Livret d'instructions

TRIUMPH
essentials

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Introduction

Thank you for your purchase of a Triumph Essentials Walker.

Please ensure that all users review the instructions carefully prior to use and are familiar with safety and operating instructions. Before assembling and using your new Triumph Essentials Walker, please check that no damage to the frame or parts has occurred during shipping.

Merci d'avoir acheté un déambulateur Triumph Essentials.

Veillez vous assurer que tous les utilisateurs lisent attentivement les instructions avant utilisation et connaissent les consignes de sécurité et d'utilisation. Avant l'assemblage et l'utilisation de votre nouveau Triumph Essentials Walker, assurez-vous que le cadre et les pièces n'ont pas été endommagés pendant le transport.










Components / Composants



1. Handle / Poignée
2. Backstrap / Sangle arrière
3. Height adjustment lever / Levier de réglage de la hauteur
4. Seat / Siège
5. Folding release button / Bouton de déverrouillage
6. Leg tube with wheel / Tube porteur avec roue
7. Ski / Ski

**WEIGHT CAPACITY /
POIDS SUPPORTÉ :**
300 LBS (136 KG)

For your safety / Pour votre sécurité

 <p>Read the instructions Lire les instructions</p>	 <p>Do not use as a walker when someone is sitting on the seat. Ne pas utiliser comme déambulateur lorsque quelqu'un est assis sur le siège.</p>	 <p>Do not use the walker to carry heavy objects. Ne pas utiliser le déambulateur pour transporter des objets lourds</p>
 <p>Do not use on stairs. Ne pas utiliser dans les escaliers</p>	 <p>Do not use on escalators. Ne pas utiliser dans les escalators</p>	<p>Weight capacity La capacité de poids</p>  <p>≤ 300 lbs (136 kg)</p>
 <p>Do not stand on seat. Ne pas se tenir debout sur le siège</p>	 <p>Exercise caution when walking on sloped surfaces. Prudemment sur les surfaces inclinées</p>	 <p>Do not hang objects from the back rest. Ne pas accrocher d'objets au dossier</p>

For your safety

Please read these important tips to ensure your safety and get the most out of your walker.

When using your walker

1. When using the walker, ensure that the walker is fully opened and side frames are locked in position.
2. Always confirm that the handgrips are at equal height, and height adjustment levers are in the closed position.

Care and maintenance

1. Do not use on stairs or escalators.
2. Never use the walker in a moving vehicle

Pour votre sécurité

Veillez lire ces conseils importants pour assurer votre sécurité et tirer le meilleur parti de votre déambulateur.

Lorsque vous utilisez votre déambulateur



1. Lorsque vous utilisez le déambulateur, assurez-vous que celui-ci est complètement ouvert et que les cadres latéraux sont verrouillés en position.
2. Vérifiez toujours que les poignées sont à la même hauteur et que les leviers de réglage de la hauteur sont en position fermée.

Entretien et maintenance

1. N'utilisez pas le Maverick dans les escaliers ou les escalators.
2. N'utilisez jamais le déambulateur dans un véhicule en mouvement.

Assembly Instructions

Instructions
de montage




Open frame Cadre ouvert



Install leg tubes to desired height Installez les jambes tubes à la hauteur désirée



The front wheels are on the inside of the tube when installed correctly. Les roues avant se trouvent à l'intérieur du tube lorsqu'elles sont correctement installées.




When installing rear leg tube, tab needs to be on the outside. Lors de l'installation du tube du pied arrière, la languette doit être à l'extérieur.



Install backstrap

Installez la sangle arrière



Adjust handles to desired height

Ajustez les poignées à la hauteur souhaitée



Install cup holder

Installez le porte-gobelet



Install cane holder


Installez le porte-canne



Folding & Storage

Pliage et rangement

To fold the walker
Pour plier le déambulateur



Lift seat & press folding release buttons.
Soulevez le siège et appuyez sur les boutons de déverrouillage.

Warranty / Garantie

Triumph covers the Essentials walker with a two (2) year warranty on the frame. All other components are covered for one (1) year against defects in material and workmanship.

This warranty is valid for the original purchaser only and is not transferable. Triumph Mobility will not warranty any parts that have been damaged due to improper installation, modification, and / or misuse.

For warranty service, please return your walker to your local dealer . Service charges are of the discretion of the dealer and are not the responsibility of Triumph Mobility.

Triumph couvre le déambulateur Essentials avec une garantie de deux (2) ans sur le cadre. Tous les autres composants sont couverts pendant un (1) an sur les défauts de matériaux ou de fabrication.

Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Triumph Mobility ne garantira aucune pièce qui aurait été endommagée en raison d'une installation, d'une modification et/ou d'une utilisation incorrecte.

Pour le service de garantie, veuillez rapporter votre déambulateur à votre revendeur local. Les frais de service sont à la discrétion du concessionnaire et ne relèvent pas de la responsabilité de Triumph Mobility.

Specifications / Caractéristiques

Essential Walker (700-1000)

Seat height Hauteur du siège	19.5" (49.5 cm)	20.5" (52 cm)	21.5" (54.6 cm)
Handle height range Plage de hauteur des poignées	33.5 - 36.5" (85-93 cm)	34.5 - 37.5" (87.5-95.25 cm)	35.5 - 38.5" (90-98 cm)
Seat size Taille du siège	15.5 x 13.5" (39.4 x 34.3 cm)		
Distance between handles Distance entre les poignées	16" (40.6 cm)		
Distance between wheels Distance entre les roues	18.5" (47 cm)		
Overall width Largeur totale	22.5" (57 cm)		
Overall length Longueur totale	20" (50.8 cm)		
Depth folded Profondeur plié	5" (12.7 cm)		
Wheel diameter (front) Diamètre des roues (avant)	5" (12.7 cm)		
Weight capacity Charge maximale	300 lbs (136 kgs)		
Walker weight Poids du déambulateur	12.8 lbs (5.8 kgs)		



Read instructions carefully before use
Triumph Essentials Walker is designed for indoor use
Instruction manual must be given to the user

Lire attentivement les instructions avant utilisation
Triumph Essentials Walker est conçu pour une utilisation en intérieur.
Le manuel d'instructions doit être remis à l'utilisateur.

Triumph Mobility
151 Bentley Ave., Unit 4, Nepean, ON, K2E6T7
info@triumphmobility.com
1.855.546.0711

This manual is subject to updates and changes without notice.
Please check www.triumphmobility.com for most current version of this document.

Ce manuel est sujet à des mises à jour et à des modifications sans préavis.
Veuillez consulter www.triumphmobility.com pour obtenir la version la plus récente de ce document.